

# Eletrocardiógrafo H3

Tela:  
6.2" Tela sensível ao toque LCD (resolução: 600X480)  
Formato de exibição 3X4 e 6X2, exibição simultânea de formas de onda de 12 derivações;  
Sensor de brilho inteligente para ajuste automático do brilho da tela



**COMEN**

## Gravação e impressão de dados

- Papel em rolo 80mmX20m ou papel dobrado em Z
- Impressora térmica integrada / Opcional: impressora externa
- Formato de gravação:
- Impressora integrada: 3X4, 3X4+1R
- Impressora externa: 3X4, 3X4, 1R, 3X4 + 3R, 6X2, 6X2+1R, 12X1, 12X1+T
- 10.000 registros integrados de ECG com formato de imagem binária
- Conectável com servidor FTP para controle remoto dos dados do paciente
- Conectável com software de gerenciamento de ECG baseado em PC
- Transferência ilimitada de dados USB

### Modo de Gravação

- Impressão padrão: no modo automático, a forma de onda do ECG é impressa.
- Impressão manual em uma tecla: Pressionando "print" novamente, o relatório de derivação do ritmo é impresso manualmente após o relatório padrão de informações completas;
- Impressão extensível: Caso ocorra arritmia, o relatório de derivação do ritmo é impresso automaticamente após o relatório padrão de informações completas;

- Exibição de chumbo de ritmo de 1/3 canal
- Suporta amostragem e pré-amostragem em tempo real
- Suporta amostragem síncrona e amostragem sequencial
- Revisão de ECG, revisão e impressão de formas de onda de 600 segundos para quaisquer 12 derivações em 10 segundos

- Função automática de espera e temporizador on-off
- Bateria de lítio
- Scanner conectável
- Tela sensível ao toque inteligente com função de operação deslizante e com vários seletores
- Nome inteligente e função de pesquisa de ID difusa



**Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.** Endereço: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China  
Tel: +86-755-2640 8879 Fax: +86-755-2643 1232 Website: en.comen.com E-mail: info@szcomen.com