

PM-7000D

Monitor Paciente Multiparamétrico



zoncare
CE ISO13485

Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co.,Ltd.

Add: Zoncare Building, No. 380, High-tech 2nd Road, Eastlake High-tech
Development Zone, Wuhan, Hubei 430206 P. R. China.

Tel: +86-27-8777 0203 Fax: +86-27-8777 0581

Email: info@zoncare.com <http://www.zoncare.com>

© 2019 Wuhan Zoncare Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes
without prior notice.

<http://www.zoncare.com>



Um monitor de paciente de alto desempenho projetado para uso clínico

PM-7000D é um produto desenvolvido com base nas necessidades clínicas, com desempenho preciso da medição de parâmetros, simples e experiência operacional superior e acessórios de última geração. Quando você o usa, você se apaixona por ele.

ECG

Algoritmo de iMAC ECG - algoritmo de nível de diagnóstico, desenvolvido e projetado com base em diagnósticos profissionais para eletrocardiograma, é mais profissional e preciso.

PANI

A tecnologia de oscilometria da Zoncare, que está se aproximando do método Auscultatório, tem mais precisão e consistência de medição repetida. Ele pode detectar com precisão pontos reais de pressão arterial e possui uma forte resistência ao movimento e desempenho de medição de pressão alta e baixa.

SpO₂

A tecnologia de medição FAST SpO₂ está incluída no 7000D. Pode medir com precisão FR de SpO₂ FR de PI I. SpO₂ pode ser detectado com precisão na faixa de 40% a 100%, e o índice PI pode atingir 0,057% no valor mais baixo. Possui forte capacidade anti-interferência e desempenho de perfusão super baixa.


FR (Frequência de Pulso)

FR pode ser obtida do ECG, SpO₂ ou PANI.

O 7000D possui função de gerenciamento e exportação de logs, função de chamada de enfermeira e limite de alarme, uma função de configuração de tecla. Ele também tem a função de ajuste automático do tom de pulso através da alteração da voz alta e baixa da SpO₂.

Para que os médicos possam ouvir as alterações dos sinais vitais dos pacientes.

Armazenamento



Interface de sete monitores

Revisão PANI: 15 medições do histórico dos pacientes podem ser comparados durante o monitoramento normal..



Acessórios

Selecionamos os materiais de mais alta qualidade, com extrema atenção a todos os detalhes do design e nos esforçamos para deixá-lo satisfeito.



Fio TPU importado, limpar desinfecção 2000 permanece a mesma cor dos eletrodos banhados a ouro, aquisição de sinal mais estável.




Design de cápsula interna removível, conveniente para lavagem, limpeza e desinfecção fácil para evitar infecção cruzada.



Design forte, além da resistência a interferência. Fio TPU importado

Multiple Networking Modes

Zoncare fornece uma solução super flexível para monitorar o status do seu paciente em qualquer lugar, a qualquer hora, mesmo quando você estiver ausente do ambiente clínico ou pacientes na ambulância.



Configuração Padrão:

ECG, HR (Batimento Cardíaco), NIBP, SpO₂, FR (Frequência de Pulso), Respiração, Dual-TEMP, Bateria de Lithium

Configuração Opcional:

Registrador 3 canais, Suporte Parede, Carrinho, Bateria, Touch Screen, Módulo WIFI, Módulo EtCO₂, Módulo Módulo Suntech PANI, Módulo SpO₂ Masimo.