



Welch Allyn
Connex® Spot Monitor

Connex® Spot Monitor Welch Allyn

Envia os sinais vitais de forma automática e com precisão do local de atendimento para o seu EMR, para maior segurança do paciente e melhores decisões clínicas.

O monitor ideal para aquisição de rotina de sinais vitais, monitoramento em intervalos e pontuação personalizada. Com integração EMR para oferecer aos médicos o acesso imediato às informações de que eles precisam, onde e quando eles precisam delas.



Melhora os resultados e a satisfação dos pacientes

- > Reduz os erros de transcrição e as omissões ao transferir automaticamente os sinais vitais e outros dados do paciente diretamente ao seu EMR
- > Campos personalizáveis para documentação completa no local de atendimento, eliminando a etapa adicional de introdução de dados em computadores
- > Compatível com uma ampla variedade de produtos de limpeza, para reduzir o risco de contaminação cruzada
- > Tecnologia de ponta para garantir o desempenho e a precisão dos parâmetros em uma grande diversidade de populações/pacientes.

Suporte de gerenciamento de energia para acessórios com tecnologia WhisperDrive™

- > Características exclusivas de gerenciamento de energia para garantir o desempenho mesmo que o usuário anterior esqueça de recarregar o dispositivo
- > A tecnologia WhisperDrive proporciona capacidade de manobras fluidas e silenciosas, ajudando a minimizar o incômodo do paciente
- > A iluminação com LED ajuda os médicos a trabalhar em salas escuras sem incomodar os pacientes
- > Superfície de trabalho pequena, para aumentar a ergonomia e assegurar que haja sempre um local adequado para os registros
- > A organização dos acessórios ajuda a evitar emaranhamento de fios e danos aos sensores
- > Compartimento para armazenar suprimentos de limpeza que estimula o procedimento adequado sempre que necessário.

Concepção que permite efetuar upgrades para ajudar a proteger seu investimento

Projetado para o ambiente médico/cirúrgico com tela sensível ao toque configurável e fácil de usar. Garante o futuro da sua aquisição com estas opções de upgrade planejadas para ajudar a manter os pacientes seguros e melhorar os seus resultados:

- > SpO2 Masimo®
- > SpO2 OxiMax™ Nellcor®
- > SpO2 Nonin®
- > Termometria Braun PRO 6000
- > Leitura de código de barras
- > Compatível com uma ampla variedade de redes sem fio e protocolos de segurança
- > Acesso a upgrades remotos de software e acessórios USB




Aumenta a satisfação e a produtividade da equipe.

- > Projetado por médicos para aumentar a eficiência e a satisfação da equipe
- > Interface com o usuário intuitiva com tela sensível ao toque, para simplificar o treinamento e a utilização
- > Guias na tela para indicar aos usuários inexperientes como navegar pelo fluxo de trabalho clínico


Protege as informações dos pacientes

- > A tela opcional de login do médico restringe o acesso a informações de saúde protegidas
- > Características opcionais, como abreviações, ajudam a proteger informações identificáveis do paciente durante o uso clínico
- > Exclusão automática dos dados do paciente após o envio ao EMR



Aumenta a segurança do paciente

- > Captura as pontuações personalizadas dos pacientes ao lado do leito, para permitir que os médicos documentem e acompanhem os sinais de piora do paciente
- > Permite o seria melhor utilizar a palavra “upload” de até três protocolos já usados nas instalações - como MEWS ou outros cálculos
- > Mostra as recomendações específicas do local com base nos resultados do paciente, para ajudar a orientar os médicos quanto aos próximos passos e ajudá-los a tomar decisões esclarecidas de tratamento rapidamente



Serviços Partners in CareSM para o Connex Spot Monitor

Não temos Serviços Partners in Care no Brasil. O Serviço Partners in Care está disponível apenas para regiões com Centro de Serviço como México. Recomendo remover ou acrescentar uma observação para que seja verificado a disponibilzade deste serviço na região.

- > Solução de implantação única por empresa: para assegurar que os monitores saiam da caixa já configurados conforme suas especificações
- > Treinamento em manutenção e reparos biomédicos: para permitir que a equipe faça a manutenção e repare os dispositivos internamente
- > Programas de suporte: cobrem peças para reparos e acessórios de reposição para um suporte aos dispositivos eficiente e com boa relação custo-benefício
- > Painel de manutenção: permite o monitoramento proativo dos dispositivos conectados, a criação de configurações e a implantação remota

Configurações Disponíveis

MONITOR CONNEX SPOT CSM	7100	7400	7500
Parâmetros			
PANI SureBP®	●	●	●
Termometria SureTemp® Plus	●	● ↑	● ↑
Termometria auricular Braun PRO 6000	●	● ↑	● ↑
SpO ₂ OxiMax® Masimo ou Nellcor		●	●
Spo ₂ Nonin	●		●
Comunicações			
WiFi		↑	●
USB, Ethernet	●	●	●
Acessórios			
Suporte clássico	●	●	●
Suporte APM	●	●	●
Canal de parede GCX	●	●	●
Leitor de código de barras	●	●	●

*Modelo 7100 poderá ser conectado à rede WiFi através da utilização de acessório de rádio externo disponível no mercado local.

● Incluído

● Opcional

↑ Aceita upgrade

ACESSÓRIOS

7000-APM	Suporte de acessórios com gerenciamento de energia do Connex Spot
7000-MS3	Suporte móvel clássico para o Connex Spot
7000-GCX	Canal de parede GCX VESA do Connex Spot
6000-NC	Cabo para chamada do profissional de enfermagem VSM 6000
7000-916HS	Leitor de código de barras 2D HSI
106275	Cabo USB para kit de acessórios de conectividade
6000-50	Cartão de memória da configuração USB do VSM 6000
7000-PS	Fonte de alimentação (necessária se o pedido não incluir suporte ou montagem na parede)
BATT22	Bateria de lítio CSM
BATT99	Bateria de lítio para suporte APM
4500-35	Tubo de pressão não invasiva com conector Flexiport (304, 8 cm/10 ft)
7000-33	Manguito de pressão sanguínea neonatal (304, 8 cm/10 ft)
LNCS-DCIP	Sensor de dedo pediátrico reutilizável Masimo
D-YS	Sensor Nellcor Dura-Y®
D-YSPD	Sensor de dedo pediátrico Nellcor PediCheck® (requer D-YS)
2360-010	Sensor pediátrico reutilizável Nonin (2 m)
S1-CSM-5	CSM, Programa de parceria completo, 5 anos
S2-CSM-5	CSM, Programa de parceria Biomed, 5 anos
S4-CSM-5	CSM, Garantia estendida, 5 anos

Também estão disponíveis planos de manutenção de um e dois anos.



► **D&I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

Av. Andrômeda, 885 | cj 2416/2417 | 24º andar | 06473-000, Alphaville, Barueri, SP
Fone: +55 11 4689-1140 | Fax: +55 11 4208-4068 | dihospitalar@dihospitalar.com.br | www.dihospitalar.com.br