




Modelo	Especificação (Unidade: mm)				Usuário-alvo
	UMA	B	C	D	
CVL -1 -1	63	11	13	5	Recém-nascido
CVL -2 -1	86	15	21	9	Infantil
CVL -3 -1	108	17	22	9	Adulto M
CVL -5 -1	121	17	23	9	Adulto G

	
CVL-1-1	CVL-2-1、CVL-3-1、CVL-5-1



Lâminas antiembaçantes

Nossas lâminas descartáveis permitem uma fácil substituição. O escurecimento da visão devido a diferenças de temperatura e embaçamento não será mais motivo de preocupação. Com nosso material anti-embaçamento de alta qualidade, garantindo que o otitis seja claramente visível em todos os momentos.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Adicionar: Piso 10, Piso 11 e Seção C do Piso 12 do Edifício 1A e Piso 1 ao Piso 5 do Edifício 2, Edifício FIYTA Timepiece, Avenida Nanhuan, Subdistrito de Matian,

Distrito de Guangming, Shenzhen, Guangdong, 518106, República Popular da China

Tel:+86-755-2640 8879 Fax:+86-755-2643 1232 Site: en.comen.com E-mail: info@szcomen.com

P/N: PT-Lâminas de Laringoscópio de Vídeo-2P-20220104-V1.0