

# COMeN

## VIDEOLARINGOSCÓPIO SÉRIE CVL

Videolaringoscópio Série CVL, um equipamento de outro patamar. Imagens HD com visualizações extremamente nítidas. Visão livre e prática. Campo de visão grande e angular. Economia de energia inteligente.

### Sistema antiembaçante. Imagens mais nítidas e limpas

- A tecnologia de aprimoramento de sensibilidade torna as imagens mais transparentes e mais próximas da cor real.
- Fotografia e vídeo disponíveis para gravação com um clique.
- A extremidade da faringe do Laringoscópio adota o design ergonômico com menos tempo de operação e esforços.
- A alça se ajusta ao formato da mão, proporcionando uma sensação adequada.
- Gire Livremente sem Pontos Cegos, Percebendo a "Ampliação" da Visão.
- A tela pode ser girada horizontalmente em 270° e girada verticalmente em 130°.
- Espera após 5 minutos de inatividade, Desligar após 10 minutos de inatividade
- A bateria de Lítio de 2300mAh suporta mais de 3 horas de trabalho contínuo.

