



Hillrom™



# SUPERFÍCIE NP100 MULTIDENSIDADE

## Prevenção de lesões de forma segura e eficaz

A superfície NP100 Multidensidade da Hillrom é uma solução para ajudar a prevenir lesões por pressão. Seu desenho com múltiplas densidades permite melhor adaptação às distintas zonas do corpo e às necessidades de uso. Se adapta a todas as posições do leito. Essa superfície, completamente hermética, possui revestimento de poliuretano, multielástico, impermeável, bacteriostático, fungicida, fácil de limpar e desinfetar.

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O design em cubos se adapta de forma independente à forma do corpo e reduz os pontos de pressão

O design em cubos de espuma e o espaço entre eles favorecem a passagem de ar, o que reduz o acúmulo de umidade, diminuindo assim o risco de maceração e de cisalhamento

A zona dos calcanhares, de baixa densidade, proporciona suporte adequado para os calcanhares e tornozelos

As seções laterais de alta densidade são desenhadas para facilitar a saída da cama e para aumentar a segurança do paciente


Revestimento com zíper coberto e alças de transporte integradas



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento	198 ou 203 cm
Largura	85 ou 90 cm
Altura	14 cm
Peso terapêutico recomendado	de 30 a 150 kg
Capacidade segura de trabalho	250 kg
Costuras	Seladas

Para limpeza e desinfecção: recomenda-se seguir as instruções do manual do usuário.



Para mais informações, entre em contato com um representante local da Hillrom ou visite [hillrom.com](http://hillrom.com)

**hillrom.com**

A Hill-Rom se reserva o direito de fazer mudanças sem aviso prévio no desenho, nas especificações e nos modelos. A única garantia que a Hill-Rom oferece é a garantia estendida por escrito na venda ou aluguel de seus produtos.