



Hillrom™



SUPERFÍCIE NP50 MONODENSIDADE

Eficiência que se adapta às suas necessidades básicas

A superfície NP50 Monodensidade da Hillrom, fabricada com espuma de alta resiliência, oferece elevado grau de conforto aos pacientes. Se adapta a todas as posições do leito apresenta alta durabilidade. A superfície NP50 é completamente hermética, possui revestimento de poliuretano resistente à água, bacteriostático e fungicida; é fácil de limpar e desinfetar, o que melhora a higiene para os pacientes e para o pessoal de apoio.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Superfície resistente e econômica para seus pacientes

Espuma de poliuretano monodensidade de alta resiliência

Higiênica e fácil de limpar


Superfície que se adapta às posições do leito para maior durabilidade



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento	198 ou 203 cm
Largura	85 ou 90 cm
Altura	14 cm
Peso terapêutico recomendado	de 30 a 150 kg
Capacidade segura de trabalho	250 kg
Costuras	Seladas

Para limpeza e desinfecção: recomenda-se seguir as instruções do manual do usuário.



Para mais informações, entre em contato com um representante local da Hillrom ou visite hillrom.com

hillrom.com

A Hill-Rom se reserva o direito de fazer mudanças sem aviso prévio no desenho, nas especificações e nos modelos. A única garantia que a Hill-Rom oferece é a garantia estendida por escrito na venda ou aluguel de seus produtos.