



NOVO



* Características opcionais

Descrição geral

As características principais da nova maca Hill-Rom:

- **Capacidade de suporte para 317,5 kg**
- **Altura baixa** (52,6 cm) para uma entrada e saída mais segura da maca – a melhor nesta classe
- **Funcionalidade BackSaver Fowler™** para uma articulação mais fácil da secção da cabeça
- **Opção Auto Contour™** ajuda a evitar que os pacientes deslizem no colchão
- **Travão de mão activo** – o primeiro travão de mão no mundo para maca que ajuda a lidar com rampas e cantos sem ser necessário utilizar o peso do utilizador e que torna as paragens fáceis e seguras
- **Dispositivo integrado de transporte do suporte de IV** facilita a deslocação da maca juntamente com um suporte de IV
- **Sistema Steering Plus™ de nova geração system** para melhor controlo e curvas bruscas
- **Travões de quatro rodas com bloqueio duplo** para uma plataforma robusta e estável
- **Lavável à máquina**

Novas macas de emergência Hill-Rom

A maca Hill-Rom (P8000) é a escolha ideal para situações de emergência, bloco operatório, unidade pós-anestesia e de transporte. Esta maca permite excelente mobilidade, conforto e qualidade.

Mobilidade. Porquê debater-se com a direcção e paragens? Um Travão de Mão Activo reduz o esforço ao subir rampas e nas paragens bruscas. O dispositivo integrado de transporte do suporte de IV facilita a deslocação da maca juntamente com este. O sistema Steering Plus™ de nova geração permite um melhor controlo e curvas bruscas.

Conforto. Reduz os riscos no transporte do paciente e melhora o conforto do paciente e do utilizador. A funcionalidade BackSaver Fowler™ permite uma articulação mais fácil da secção da cabeça. Juntamente com a funcionalidade Auto Contour™, minimiza o reposicionamento dos pacientes.

Qualidade. As estruturas reforçadas são constituídas por aço de classe automotora de alto calibre para uma qualidade duradoura – uma capacidade para suporte de 317,5 kg permite a utilização com pacientes de peso maior. Pegas com revestimento de níquel, suportes de IV, guardas laterais e outros componentes que permitem uma melhor resistência à ferrugem, mesmo em ambientes agressivos.



Características	Características padrão	Características opcionais
Capacidade para suporte de 317,5 kg	•	
BackSaver Fowler™ (inclui interface manual de joelho)		•
Opção Auto Contour™ (inclui "BackSaver Fowler")		•
Travão de mão activo		•
Dispositivo integrado de transporte do suporte de IV		•
Pedais de direcção/travão – traseira e dianteira	•	
Pedais de direcção/travão – quatro pontos		•
Sistema Steering Plus™ de nova geração	•	
Pegas ergonómicas		•
Suporte de IV permanente – 3 fases		•
66 cm de largura	•	
76 cm de largura		•
Interface manual de joelho		•
Pedais hidráulicos para cima/para baixo da secção dos pés		•
Sistema de guardas laterais	Tuck-away (retráctil)	
Estrutura radioluminescente		•
Colchão de espuma de alta densidade de 7,6 cm com barreira anti-fogo	•	
Colchão de espuma de alta densidade de 10,2 cm com barreira anti-fogo	•	
Colchão de espuma multi-densidade Comfortline® de 12,7 cm com barreira anti-fogo		•
Amortecedores coloridos – cor neutra, azul, vermelho, azul marinho ou roxo		Opcional



Opção Auto Contour™ com funcionalidade BackSaver Fowler™



Travão de mão activo



Dispositivo integrado de transporte do suporte de IV

Acessórios
• Almofada de maca
• Transportador de IV
• Tabuleiro de paciente
• Tabuleiro utilitário
• Correias de contenção
• Suporte para garrafa de oxigénio
• Suporte para garrafa de oxigénio líquido
• Sistema de suporte para infusão
• Coberturas das guardas laterais
• Apoio de braços
• Suporte de pés amovível
• Plataforma de colchão
• Suporte lateral para chapas de raios X
• Suporte para ficha
• Suporte dos pés convertível
• Suporte de IV auxiliar
• Estribos para tornozelos
• Correias de transporte
• Extensão de pés
• Suporte de rolo de papel

Dados técnicos
Limite de peso máximo:.....317,5 kg
Altura mínima – chão ao topo da superfície:52,6 cm, com balança:52,1 cm
Altura máxima – chão ao topo da superfície:87 cm com balança:86,4 cm
Comprimento total:210,8 cm
Largura total (guardas laterais levantadas):81,3 cmou 91,4 cm
Largura total (guardas laterais retraídas):67,3 cm ou 76,8 cm
Comprimento da guarda lateral:119,4 cm
Altura da guarda lateral acima de colchão/superfície:35,6 cm
Dimensões do colchão:66 cm x 190,5 cmou 76,2 cm x 190,5 cm
Elevação máxima da cabeceira:90°
Trendelenburg, directo/inverso:18°
Espaço livre chão-base:8,9 cm
Dimensões das rodas:20,3 cm

Hill-Rom reserva-se o direito de efectuar alterações no design, especificações e modelos sem aviso prévio. A única garantia oferecida pela Hill-Rom é a garantia escrita e expressa decorrente do acto de venda ou aluguer dos respectivos produtos.
© 2007 da Hill-Rom Services, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

10/29/07

Deutschland+49 (0)211/16450-0
France+33 (0)2 97 50 92 12
Iberia+34 (0)93 6856000
Ireland+353 (0)1 413 6005
Italia+39 02-950541
Nederland+31 (0)347 32 35 32
Nordic Countries+46 (0)8 564 353 60

Österreich+43 (0)2243 / 28550
Portugal+351 210991891
Suisse/Schweiz+41 (0)21/706 21 30
(deutschsprachig)021/706 21 38
United Kingdom+44 (0)1530 411000
Exportcontact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area manager
.....via website or call +1 812 934 8173