

Maca de Transporte - P8005

Ótimo custo-benefício em todos os ambientes de cuidado



Características e Benefícios

A estrutura robusta em aço reforçado garante durabilidade mesmo com o uso frequente. A possibilidade de descer a maca até uma altura de 58,4 cm resulta na maior segurança para o acesso do paciente. Grades laterais completamente integradas significam um transporte de paciente mais seguro

O Sistema de direcionamento **Steering Plus™** incorpora o travamento completo das cinco rodas, proporcionando melhor direcionamento, parede e controle em cantos

A opção do dispositivo integrado para transporte de polo IV e as manoplas ergonômicas melhoram a manobrabilidade

Maca de transporte - P8005



Opcional: manoplas para condução



Opcional: suporte IV integrado



Opcional: Sistema Steering Plus

Especificações técnicas (versão standard)

Carga de trabalho segura	317,5 kg
Peso (Sem colchão ou acessórios)	120,2 kg
Ajuste de altura	58,4 a 87,0 cm
Trendelenburg/ Trendelenburg reverso	- 18 a + 18 °
Classe de proteção	IPX4
Largura do deck	
standard	66 cm
opcional	76,2 cm
Largura	
grades recolhidas	77,2 ou 87,3 cm
grades erguidas	8,3 ou 91,4 cm
Comprimento do deck	190,5 cm
Comprimento	210,8 cm
Altura da superfície	
Standard	7,6 cm
opcional	10,2 ou 12,7 cm

Grades laterais

altura	35,6 cm
comprimento	119,4 cm
Espaço a partir do piso	2,9 a 8,9 cm
Rodízios	4 x 20,3 cm banda única

Outras opções

Manoplas para empurrar
Sistema de freio manual integrado
Pedais de controle hidráulico nos dois lados da secção dos pés e 4 pedais de freio e direcionamento
Suporte para cilindro de O₂ integrado / bandeja de utilidades
Superfície radiotransparente
Suporte vertical para cassete
Suporte IV de três estágios
Flexão dos joelhos
Backsaver Fowler™ (inclui flexão dos joelhos)
Auto Contour™ (inclui flexão dos joelhos e Backsaver Fowler)

A Hill-Rom é uma empresa líder em tecnologia médica, em nível global, com mais de 10 mil funcionários em todo o mundo. Somos parceiros de profissionais de saúde em mais de 100 países, em todos os ambientes de cuidados de saúde, com enfoque em soluções de tratamento de pacientes que melhorem os resultados clínicos e econômicos em cinco áreas principais: mobilidade avançada, tratamento e prevenção de lesões, monitoramento e diagnóstico de pacientes, segurança e eficiência cirúrgicas e saúde respiratória. Os funcionários, produtos e programas da Hill-Rom se pautam em uma única missão: **Todos os dias, no mundo inteiro, melhorar os resultados dos pacientes e dos profissionais de saúde.** Nem todos os produtos/opções estão disponíveis em todos os países. Para obter mais informações acerca dos nossos produtos e serviços, contate o representante local da Hill-Rom ou visite a nossa página da web:

www.hill-rom.com

As macas Hill-Rom foram desenvolvidas com foco em tratamento e transporte de pacientes em todas as áreas do hospital, centros cirúrgicos e outras instalações de pacientes.

Classe: I

Fabricante: Hill-Rom Holdings, Inc. - 1069 State Route 46 East - Batesville, IN 47006 - USA
Representante na Europa: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner França

Este dispositivo médico é um produto de cuidados de saúde regulado e que, por cumprir a respectiva regulamentação, possui a marca CE. A Hill-Rom recomenda a leitura minuciosa das instruções detalhadas, referentes ao uso seguro e adequado, incluídas nos documentos que acompanham os dispositivos médicos. Os funcionários das unidades de saúde são responsáveis pelo uso e manutenção adequados destes dispositivos médicos.

A Hill-Rom reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, o design, as especificações e os modelos. A única garantia que a Hill-Rom oferece é a garantia expressa por escrito estendida na venda ou locação de seus produtos.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Doc. No: 5EN145301-02 (Rev 2), 26 de julho de 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers.

Hill-Rom