


# CM1200A

Eletrocardiógrafo de 12 canais


## Características

- Tela de toque de LED de 8,4 polegadas
- Operação e entrada de informações em vários idiomas
- Aquisição e amplificação de 12 eletrodos, registro simultâneo de 12 formas de onda de ECG
- ECG Diagnóstico na tela relação 1:1
- Modos de trabalho selecionáveis Manual/ Auto/ Rhythm
- Fonte de alimentação CA/CC,, bateria incorporada, suporta 4 horas de tempo de trabalho
- Armazenamento e análise de 300 registros de ECG, cartão SD incorporado (opcional) pode salvar 40.000 casos
- Suporte a papel de 210 mm, 216mm em rolo e Z dobrado
- Grade de rede na tela para observação mais fácil

## Interface



## Vários modos de impressão



Modo de impressão: 12X1, 6X2+1R, 3X4+1R

COMEN



# CM1200A

Eletrocardiógrafo de 12 canais

CE<sub>0120</sub>

med  
supplies.

Med Supplies

Av Andrômeda, 885, Cj 2418, Alphaville, SP | +55 11 4208 4068  
CNPJ: 39.422.495/0001-82 | Email: sac@medsupplies.com.br



# CM1200A

Eletrocardiógrafo de 12 canais



Tela de toque de LED de 8,4 polegadas



Teclado alfanumérico




Alça oculta



Memória para 300 registros de ECG;  
USB para transmissão de dados;  
Suporte a software de ECG em PC;  
Suporte à conexão de impressora externa



## Relatório profissional claro



12X1 + gabarito médio



Suporta impressão USB, impressão em papel A4 sem computador, preservação no longo prazo e economia de custo  
Suporta backup e recuperação dos dados do paciente em disco flash USB, armazenamento interno expandido; suporta conexão no computador para preservação e leitura dos dados do paciente.  
Suporta preservação e cópia de casos em formato de imagem.